



Unser neues  
Laboreinrichtungssystem SCALA

# SCALA



**WALDNER**



Wenn ideale Funktion und gutes Design sich innovativ ergänzen, haben wir alles richtig gemacht.

Ästhetischen Anspruch in gutes Design umzusetzen ist eine Sache – mit innovativen Details die Funktionalität zu steigern eine andere.

Doch nur, wenn gutes Design und ideale Funktion sich harmonisch ergänzen, werden Laborräume im Ganzen positiv erlebbar.

Das haben wir mit unserem neuen Laboreinrichtungssystem **SCALA** geschafft. Mit vielen nützlichen Details bei optisch klarer Gestaltung.

Die markante Neigung des Medienkanals bringt Armaturen, Installationen und Ablageflächen näher zum Nutzer – bei gleichzeitig größerer nutzbarer Tiefe der Arbeitsfläche.

Die farbliche Gestaltung definiert bewusst die unterschiedlichen Arbeitsbereiche und Ebenen – für beste Orientierung im Labor.

Unser neues Nussbaumdekor setzt in bestimmten Bereichen besondere Akzente. Auch die neu gestaltete Kennzeichnung der Sonderstauräume schafft klaren Überblick.

So lassen sich Laborräume schön, übersichtlich und zeitlos einrichten – für ein rundum attraktives Arbeitsumfeld bei höchster Funktionalität.

Unser neues Laborsystem **SCALA**: lassen Sie sich begeistern.



# Design & Innovation

Unser neues Laboreinrichtungssystem **SCALA**: schön und funktionell.

**WALDNER**



Sicherheit hat viel mit Verlässlichkeit zu tun – wir sind uns dessen bewusst.

Wer Laboreinrichtungen konstruiert und baut trägt gegenüber den Menschen im Labor große Verantwortung.

Seit mehr als 60 Jahren stellen wir unsere Labor-komponenten an unserem Standort in Wangen im Allgäu her.

Dabei verlassen wir uns gerne auf unsere Erfahrung. Größte Sorgfalt bei der Fertigung und Montage durch unsere ausgebildeten Laborbauer garantieren beste Funktion und damit Sicherheit für die Nutzer in allen Bereichen des Labors.

Bei der Entwicklung unseres Laborsystems **SCALA** ergänzen sich unser konstruktives Know-how und der Input von außen. Dieser reicht von aktuellsten Anforderungen der sich verändernden Märkte, über neueste Erkenntnisse zu Ergonomie und Arbeitssicherheit, bis zu wissenschaftlichen Studien der Strömungstechnik. Das Ergebnis ist mehr Sicherheit als je zuvor.

Neben unserer ISO 9001:2000-Zertifizierung und dem GS-Zeichen für unsere gesamte Produktpalette haben wir auch unser eigenes Prüflabor nach dem Gerätesicherheitsgesetz prüfen und zertifizieren lassen.

Unsere Abzüge beispielsweise prüfen wir nach europäischen Normen – auch der amerikanischen ASHRAE-Norm entsprechen wir selbstverständlich.

Weil wir Innovationsführer im Laborbereich sind, erfüllen wir allerhöchste Anwenderansprüche.

Verlassen Sie sich auf uns – mit Sicherheit.



# Sicherheit

Unser neues Laboreinrichtungssystem SCALA: mehr Sicherheit als je zuvor.

**WALDNER**



## Wie viel Energie darf ein Laboreinrichtungssystem verbrauchen?

So wenig wie nötig. Die Frage der Energiebilanz definieren wir seit der Entwicklung unseres neuen Laboreinrichtungsprogramms anders als bisher.

Unser Ziel ist es, die Energiebilanz im Labor aus ökonomischer und ökologischer Sicht weiter zu verbessern. Das haben wir erreicht.

Unser neues Laborsystem verbraucht weniger Energie im laufenden Betrieb. Bei unseren Abzügen haben wir durch Optimierung der Strömungsverläufe in der Zu- und Abluftführung, bei gleicher Leistung und sicherem Betrieb, den Energiebedarf gesenkt. Unser neuer Secuflow-Abzug verbraucht 33% weniger Abluft als herkömmliche Abzüge!

Auch bei der Herstellung verbraucht **SCALA** weniger Energie. Wir haben viele Fertigungsprozesse ohne Zugeständnisse an unseren Qualitätsanspruch verbessert. So wird zum Beispiel die hochwertige Beschichtung unserer Metallbauteile mit reduzierter Temperatur eingebrannt und erzeugt somit auch geringere Emissionen.

Weitere Energieeinsparungen bringen kurze Wege bei Fertigungsabläufen und auch den Einsatz von energieintensivem Aluminium haben wir erheblich reduziert.

Somit ist **SCALA** nicht nur wirtschaftlich, sondern auch gut für die Umwelt.



# Energiebilanz

Unser neues Laboreinrichtungssystem SCALA: bietet beste Energiebilanz.

**WALDNER**



**Qualität ist keine Frage des Controllings, sondern unserer Haltung.**

Wir setzen durch unseren Anspruch, höchste Qualität, ausgereifte Technik, bestes Projektmanagement und perfekten Service zu bieten, den Maßstab im Laborbereich. Weltweit.

Unkonventionelles Denken, konstruktives Können, kreative Energie und große Fertigungserfahrung sind unsere Tugenden.

Durch die sorgfältige Verarbeitung hochwertigster Werkstoffe und Materialien, die größten Belastungen standhalten, entsteht das große Ganze, das unsere Kunden von uns erwarten: Waldner Qualität. Bis ins kleinste Detail.

Erneut haben wir unsere kompromisslose Haltung zur Qualität beibehalten und in vielen Details sogar weiter optimiert.

So definieren wir auch in Zukunft Qualität – ganz wie Sie es von uns gewohnt sind.



# Qualität

*Unser neues Laboreinrichtungssystem SCALA: Qualität bis ins kleinste Detail.*

**WALDNER**



**Das Labor der Zukunft –  
wir definieren und bauen es.**

Was zeichnet ein Laboreinrichtungssystem aus, mit dem Sie für die Zukunft gut gerüstet sind?

Diese Frage beantworten wir mit innovativen Ideen seit wir Labormöbel in Serie bauen.

Schon immer haben unsere Entwicklungen das Arbeitsumfeld im Labor maßgeblich beeinflusst.

Dabei sind wir mit unseren Ergebnissen dem Wettbewerb häufig einen Schritt voraus. Auch mit unserem neuen Laborsystem **SCALA** setzen wir erneut den Maßstab: Mit funktionaler Technik, mit eigenständigem und zeitlosem Design und nicht zuletzt durch die Qualität langlebigster Materialien im Verbund mit präziser Verarbeitung.

Zahlreiche Patente und Auszeichnungen belegen dabei unseren technologischen Vorsprung, den wir beständig weiter ausbauen.

Mit unserem neuen Laboreinrichtungsprogramm **SCALA** bieten wir Ihnen den höchsten Gegenwert für Ihre Investition mit der Sie für die Zukunft bestens gerüstet sind.

Nehmen Sie uns beim Wort.



# Zukunft

*Unser neues Laboreinrichtungssystem SCALA: das Labor der Zukunft!*





**Begeisterung ist unser Antrieb.**

Wir arbeiten mit Ideenreichtum und Engagement für die Menschen im Labor. Weil wir deren Bedürfnisse genau kennen, setzen wir alles daran, den Arbeitsplatz Labor perfekt zu gestalten.

Mit **SCALA** schaffen wir das Umfeld, in dem die Menschen im Labor sich mit Freude ihren Aufgaben widmen und herausragende Arbeitsergebnisse erzielen können.

Dafür setzen wir uns ein – mit Begeisterung.

# *Emotion*

*Unser neues Laboreinrichtungssystem SCALA: mehr Emotion.*

WALDNER Laboreinrichtungen GmbH & Co. KG  
Haidösch 1 · 88239 Wangen  
Telefon +49 7522 986-480 · Telefax +49 7522 986-418  
labor@waldner.de · www.waldner-lab.de

**WALDNER**